



## Cama para hospital sistema Trendelemburg Modelo C3238

### Descripción



Cama con sistema eléctrico de elevación de cinco posiciones.

Control remoto de posiciones elevación de cabeza, pies, altura y trendelemburg.

Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.

Barandales de protección deslizables.

Llantas de goma con freno en cada una de ellas para mayor seguridad.

Cabecera y piecera de PVC antioxidante

Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente

Soporta un peso de paciente hasta 135 kilos.

# ! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



[www.medicare.com.mx](http://www.medicare.com.mx)

E mail: [info@medicare.com.mx](mailto:info@medicare.com.mx)


[eva@medicare.com.mx](mailto:eva@medicare.com.mx)



Artículos Médicos y  
de Rehabilitación



### posiciones



### especificaciones

**Dimensiones de la cama:**

**2.00 cm de largo x .90 cm. de ancho.**

#### Accesorios

Colchón seccionado  
Mesa de alimentos  
Porta suero

#### USOS

Diseñada para la cómoda estancia  
del paciente en el hospital u hogar.

Garantía:  
Contra cualquier defecto de Fabricación.



ENTREGAS A DOMICILIO

**! Llámanos i**



**(55) 1562 5066 CDMX**



**[www.medicare.com.mx](http://www.medicare.com.mx)**

E mail: [info@medicare.com.mx](mailto:info@medicare.com.mx)

[eva@medicare.com.mx](mailto:eva@medicare.com.mx)