



Artículos Médicos y  
de Rehabilitación



## Silla de ruedas eléctrica marca Drive modelo CIRRUS

Código 400-002-84-4

### Descripción

Base plegable para un fácil transporte y cómodo en un vehículo

Descansapies abatibles y desmontables

Descansabrazos tipo escritorio, abatibles. y elevable de altura

Joystick o control de mando puede colocarse en el descansabrazo izquierdo o derecho

Llantas traseras de 32 centímetros

Llantas delanteras de 20 centímetros

Llantas antivuelco

Respaldo tapizado en color negro con bolsa porta objeto



# ! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



[www.medicare.com.mx](http://www.medicare.com.mx)

E mail: [info@medicare.com.mx](mailto:info@medicare.com.mx)

[eva@medicare.com.mx](mailto:eva@medicare.com.mx)



Artículos Médicos y  
de Rehabilitación



Asiento acojinado de 46 centímetros con cinturón de seguridad

Capacidad de peso 130 kilos

Usa 2 baterías recargables

Dos motores

### Especificaciones

<b>Medidas de la Silla:</b>	<b>1 m. x 65 cm.</b>
Ancho del asiento:	46 cm.
Profundidad del asiento:	41 cm.
Altura del asiento:	43 cm.
Baterías:	12V, 34AH, U-1x2
Cargador de baterías:	fuera de borda, 4A
Placa de descansapies:	20 cm. x15 cm.
Alcance:	hasta 24 Km. con carga completa de Batería.
Controlador de motor:	dinámicos DL (60A)
Motor:	24VDC, 320W, 4600rpm

## ! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



[www.medicare.com.mx](http://www.medicare.com.mx)

E mail: [info@medicare.com.mx](mailto:info@medicare.com.mx)

[eva@medicare.com.mx](mailto:eva@medicare.com.mx)



Artículos Médicos y  
de Rehabilitación



Plegable, fácil de transportar

Garantía:  
Contra cualquier defecto de Fabricación.



ENTREGAS A DOMICILIO

! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



[www.medicare.com.mx](http://www.medicare.com.mx)

E mail: [info@medicare.com.mx](mailto:info@medicare.com.mx)

[eva@medicare.com.mx](mailto:eva@medicare.com.mx)