



2C1033

SILLÓN RECLINABLE MULTIPOSICIONES

- Ideal para diálisis, toma de sangre y cuidados respiratorios y cardiacos.
- Estructura tubular cuadrada esmaltada de alta resistencia.
- Descansa brazo mejorado ancho y largo acojinado, para mayor confort.
- Asiento y respaldo acojinados que proveen excelente confort para poder ser utilizado por largos periodos.
- Respaldo con amortiguador fácil de usar para poder activar la posición trendelenburg y mejorar el reposicionamiento.
- Mesas laterales abatibles de alta resistencia, convenientes para colocar objetos.
- Paneles laterales removibles para facilitar su limpieza.
- Múltiples posiciones.
- Cabecera multiposiciones.
- Ruedas multidireccionales 2 con frenos para poder ser utilizado en todo tipo de espacios.

- Color AZUL
- Marca: 2CARE

ALTURA TOTAL	ANCHO TOTAL	PROFUNDIDAD TOTAL	DISTANCIA ENTRE BRAZOS
120 cm	78.74 cm	88.90 cm	55.88 cm
ALTURA ENTRE BRAZO Y ASIENTO	MEIDAS DE ASIENTO	INCLINACION TOTAL TRENDLENBURG	ANCHO TOTAL CON MESAS LATERALES
22.32 cm	56*55*53 cm	188 cm	129.54 cm

Nota: Los productos y características mostrados en este catalogo podrán variar sin previo aviso para mejorar sus características y función