



Artículos Médicos y
de Rehabilitación



Silla de ruedas infantil modelo MM6

Código 400-002-96-4

Descripción

Estructura de Acero, asiento tapizado en lona

Esmaltada en azul

Soporta: Hasta 110 kgs.

Brazos tipo escritorio abatibles

Ruedas Cañuela de alto impacto

Llanta delantera gruesa de 5 cm

Descansapies desmontables

Ancho de asiento 14" (36 centímetros)

Descansapie desmontables

Plegable



! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



www.medicare.com.mx

E mail: info@medicare.com.mx

eva@medicare.com.mx



Artículos Médicos y
de Rehabilitación



Características

Brazo de longitud de escritorio acolchado y levantizo.

El tapizado de nylon es durable, liviano, vistoso y fácil de limpiar.

La llanta de caucho sólido montados en las ruedas de material compuesto brindan durabilidad y precisan poco mantenimiento.

Viene con frenos con sistema de empuje para trabar.

Viene con correa para pantorrilla

Descansa pies desmontable con bases de apoya pies de plástico, estándar.



Garantía:
Contra cualquier defecto de Fabricación.



ENTREGAS A DOMICILIO

! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



www.medicare.com.mx

E mail: info@medicare.com.mx

eva@medicare.com.mx